




# Kompaktwaage

9241

- ▶ Schutzart IP 54
- ▶ LC-Display mit 24 mm hohen Ziffern
- ▶ Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- ▶ Integrierter Akku für ca. 70 Stunden Betriebsdauer



## Eigenschaften

---

### **Mobile Kompaktwaage für nicht eichpflichtige Wägungen.**

- ▶ Funktionen: Trieren, Nullstellen, Zählen (für Zählteile ab 2d), Summieren, Kontrollieren
- ▶ Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- ▶ Schutzart IP 54
- ▶ LC-Display mit 24 mm hohen Ziffern
- ▶ Hinterleuchtung mit Batteriesparmodus
- ▶ Benutzerjustierung
- ▶ Steckernetzteil 230 V mit Ladefunktion
- ▶ Integrierter Akku für ca. 70 Stunden Betriebsdauer
- ▶ Abmessungen: 320 x 320 x 120 mm
- ▶ Inklusive Schutzhaube
- ▶ Waagen-Eigengewicht: 3,8 kg
- ▶ Einheitenumschalter kg / lb

## Produkte

<b>Bestellnummer</b> Ausführung	<b>Konf.bew.</b>	<b>Ziffernschritt</b> g	<b>Höchstlast</b> kg	<b>Plattformgröße</b> mm
<b>9241.02.001</b> Kompaktwaage	Nein	0.1	3.0	300 x 225
<b>9241.03.001</b> Kompaktwaage	Nein	0.5	15.0	300 x 225
<b>9241.04.001</b> Kompaktwaage	Nein	1.0	30.0	300 x 225