



# Babywaage Konformitätsbewertet "Exklusiv"

7752

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1m
- ▶ Hohe eichfähige Auflösung 2 g | 5 g
- ▶ Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion: Der Gewichtswert friert bei Stillstand ein



## Eigenschaften

---

Die Soehnle Professional Babywaage 7752 ist eine Zweiteilungswaage mit hoher Präzision und Zuverlässigkeit. Die Holdfunktion garantiert eine stabile Gewichtsanzeige auch wenn das Baby auf der Waage strampelt. Die Waage ist konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1m und somit für den Einsatz in Arztpraxen und Krankenhäusern zugelassen. Ein weiterer Vorteil der Babywaage ist ihr stabiler und kippsicherer Stand für das sichere Wiegen Ihres Babys. Pflegeleichter Kunststoff und ergonomische Formen ohne Rillen ermöglichen eine einfache und hygienische Reinigung.

- ▶ Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1m
- ▶ Besonders kleiner Ziffernschritt 2g / 5g
- ▶ 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- ▶ Schutzart IPX2
- ▶ Hinterleuchtete LCD Anzeige, 16 mm Ziffernhöhe
- ▶ Tarahandeingabe über Funktionstaste
- ▶ Tariierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- ▶ Holdfunktion: Der Gewichtswert friert bei Stillstand ein
- ▶ Zwischentara
- ▶ Einfache Differenz-Verwiegung nach dem Stillen/Nahrungsaufnahme möglich (BMIF)
- ▶ Schnittstelle RS232 (entkoppelt) optional
- ▶ Analoges/digitaler Baby-Längenmessstab optional (siehe Zubehör)
- ▶ Einheiten in kg
- ▶ Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50-60 Hz

## Produkte

---

Bestellnummer	Konf.bew.	Ziffernschritt	Höchstlast	Plattformgröße
Ausführung		g	kg	mm
<b>7752.01.001</b>	Ja	2   5	6   15	601 x 385 x 129
Babywaage "Neo"				

---

## Zubehör

<b>Bestellnummer</b> Ausführung	<b>Beschreibung</b>
<b>2563.41.004</b>	Schnittstelle RS232 montiert (Bitte bei Bestellung mitbestellen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich)
<b>2792.20.002</b>	Alibispeicher montiert (Bitte bei Bestellung mitbestellen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich)
<b>2550.03.002</b>	Datenkabel 2m, für PC/EDV
<b>2550.00.008</b>	Datenkabel 2 - 10m, für PC/EDV
<b>2557.25.003</b>	UK-Wechseladapter