



Längenmessstab zusammenklappbar

5003

- ▶ Ultraschall-Messtechnik, temperaturkompensiert
- ▶ Neigungssensor zur Korrektur bei schräg aufgelegtem Messgerät und Fehlermeldung
- ▶ Geringer Platzbedarf durch Klappfunktion
- ▶ Einheiten in cm oder inch



Eigenschaften

Der für Kinderärzte und Krankenhäuser besonderes geeignete Längenmessstab von Soehnle Professional überzeugt nicht nur durch sein schlichtes stilvolles Design, sondern auch durch eine integrierte automatische elektronische Wasserwaage. Diese ermöglicht die freie Messung im Raum und garantiert jederzeit höchste Messpräzision und -geschwindigkeit. Ein weiterer Vorteil des Längenmessstabs ist seine einzigartige Klappfunktion, wodurch er kaum Platz benötigt und leicht verstaubar ist. Durch eine akustische Quittierung und automatische Fixierung der Werte nach abgeschlossener Messung braucht der Vorgang zudem nicht umständlich überwacht zu werden.

- ▶ Ultraschall-Messtechnik, temperaturkompensiert
- ▶ Neigungssensor zur Korrektur bei schräg aufgelegtem Messgerät und Fehlermeldung
- ▶ Holdfunktion
- ▶ Geringer Platzbedarf durch Klappfunktion
- ▶ Kunststoffgehäuse
- ▶ LC-Display, Ziffernhöhe 9 mm
- ▶ Akustische Quittierung nach abgeschlossener Messung und Anzeige des Messwertes
- ▶ Einheiten in cm oder inch
- ▶ Batteriebetrieb mit zwei Mignon Batterien 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Tolleranz +- 2cm oder +- 1%

Produkte

Bestellnummer	Konf.bew.	Ziffernschritt	Messbereich	Abmessungen
Ausführung		mm	cm	(mm)
5003.01.001 Längenmessstab zusammenklappbar	Nein	10	50 - 240	345x92x28mm
