




# Baby-Längenmessstab

5005

- ▶ Digital und analog ablesbar
- ▶ Einfache Handhabung, schnell und genau
- ▶ Holdfunktion: Der gemessene Wert bleibt angezeigt
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion



## Eigenschaften

---

- ▶ Einfache Handhabung, schnell und genau
- ▶ Holdfunktion für ein bequemes Ablesen der Größe nach der Messung
- ▶ LC-Display, Ziffernhöhe 16 mm
- ▶ Inklusive Adapter zum Anbringen an die Babywaage 8352
- ▶ Auch ohne Waage verwendbar
- ▶ Einheiten in cm oder ft./inch
- ▶ Ziffersschritt ablesbar in mm, ft./inch
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Batteriebetrieb mit zwei Mignon Batterien 1,5 V AAA (im Lieferumfang enthalten)

## Produkte

---

<b>Bestellnummer</b>	<b>Konf.bew.</b>	<b>Ziffersschritt</b>	<b>Messbereich</b>
Ausführung		mm	cm
<b>5005.11.001</b>	Nein	1	35 - 80,1
Baby- Längenmessstab für 8352			

---